

# Lenire® Headphone Handbook

- DA Håndbog til Lenire®-hovedtelefoner
- SV Handbok för Lenire®-hörlurar
- FI Lenire®-kuulokkeiden käsikirja
- NO Lenire® håndbok for hodetelefoner

**LENIRE®**



# Lenire Compatible Headphones

The following document provides details on the use of the compatible Headphones supplied with the Lenire Tinnitus Treatment Device.

## DA - Lenire-kompatible hovedtelefoner

Følgende dokument indeholder oplysninger om brugen af de kompatible hovedtelefoner, der følger med Lenire-enheden til behandling af tinnitus.

## SV - Hörlurar kompatibla med Lenire

Följande dokument innehåller information om användningen av de kompatibla hörlurar som levereras med Lenire-enheten för behandling av tinnitus.

## FI - Lenire-laitteen kanssa yhteensopivat kuulokkeet

Tässä asiakirjassa kerrotaan Lenire-tinnituksenhoitolaitteen kanssa toimitettavien yhteensopivien kuulokkeiden käytöstä.

## NO - Lenire-kompatible hodetelefoner

Følgende dokument inneholder informasjon om bruk av kompatible hodetelefoner som leveres med Lenire-enheten for behandling av tinnitus.

## Compatible Headphones / Yhteensopivat kuulokkeet / Kompatible hovedtelefoner / Kompatibla hörlurar / Kompatible hodetelefoner

The Lenire device is designed to work with specific Headphones. A list of compatible Headphones that can be provided at the time of purchase by your treating clinician is outlined below.

**DA** - Lenire-enheten er designet til at fungere med specifikke hovedtelefoner. En liste over kompatible hovedtelefoner, der kan leveres på købstidspunktet af din behandlende kliniker, er angivet nedenfor.

**SV** - Lenire-enheten är utformad för att fungera med särskilda hörlurar. Nedan finns en lista över kompatibla hörlurar som din behandlende läkare kan tillhandahålla vid tidpunkten för köpet.

**FI** - Lenire-laite on suunniteltu toimimaan tiettyjen kuulokkeiden kanssa. Alla on luettelo yhteensopivista kuulokkeista, jotka voit saada ostohetkellä sinua hoitavalta kliinikolta.

**NO** - Lenire-enheten er laget for bruk med spesifikke hodetelefoner. En liste over kompatible hodetelefoner som kan leveres på kjøpstidspunktet av klinikeren som behandler deg, er skissert nedenfor.



1: AKG K845BT




2: Edifier W860NB

# AKG K845BT



1a : AKG K845BT



#### 1 USB Port

- DA** - USB-port
- SV** - USB-port
- FI** - USB-liitäntä
- NO** - USB-port

#### 2 Charging Indicator

- DA** - Opladningsindikator
- SV** - Laddningsindikator
- FI** - Latausmerkkivalo
- NO** - Ladeindikator

#### 3 Power Button

- DA** - Tænd/sluk-knap
- SV** - Strömbrytare
- FI** - Virtapainike
- NO** - Strømknapp

#### 4 Bluetooth Indicator

- DA** - Bluetooth-indikator
- SV** - Bluetooth-indikator
- FI** - Bluetooth-merkkivalo
- NO** - Bluetooth-indikator

#### 5 Play/Pause & Volume Buttons (not used during treatment)

- DA** - Afspilnings-/pause- og lydstyrkeknapper (bruges ikke under behandling)
- SV** - Spela upp/pausa samt volymknappar (används inte under behandling)
- FI** - Toisto-/pysäytys- ja äänenvoimakkuuspainikkeet (ei käytetä hoidon aikana)
- NO** - Start-/pause- og volumknapper (brukes ikke under behandling)

**1b : Connecting to the AKG K845BT / Tilslutning til AKG K845BT / Anslutning till AKG K845BT / AKG K845BT -kuulokkeisiin yhdistäminen / Koble til AKG K845BT**

**Press the power button and wait for the Bluetooth Indicator to flash blue.**

**DA** - Tryk på tænd/sluk-knappen, og vent, til Bluetooth-indikatoren blinker blå.

**SV** - Tryck på strömbrytaren och vänta tills Bluetooth-indikatorn blinkar blått.

**FI** - Paina virtapainiketta ja odota, että Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

**NO** - Trykk på strømknappen og vent til Bluetooth-indikatoren blinker blått.

**Hold the Controller close to the Headphones.**

**DA** - Hold controlleren tæt på hovedtelefonerne.

**SV** - Håll kontrollenheten nära hörlurarna.

**FI** - Pidä ohjainta lähellä kuulokkeita.

**NO** - Hold kontrolleren nært hodetelefonene.

**When connected the Headphones Indicator on the Controller will illuminate green.**

**DA** - Efter tilslutning lyser hovedtelefonindikatoren på controlleren grønt.

**SV** - När hörlurarna är anslutna lyser hörlursindikatorn på kontrollenheten grönt.

**FI** - Kun yhteys on muodostettu, ohjaimessa oleva kuulokkeiden merkkivalo alkaa palaa vihreänä.

**NO** - Etter tilkobling vil hodetelefonindikatoren på kontrolleren lyse grønt.

**1c : Entering Pairing/Re-pairing mode / Åbning af parrings/genparringstilstand / Gå in i läget för parning/omparning / Laiteparitilaan siirtyminen / Gå inn i modus for parkobling/gjenta parkobling**

**To disconnect bluetooth connection and enter Headphones into pairing-mode, hold the power button until the Indicator is rapidly flashing blue.**

**DA** - For at afbryde bluetooth-forbindelsen og sætte hovedtelefonerne i parringstilstand skal du holde tænd/ sluk-knappen nede, indtil indikatoren blinker blå hurtigt.

**SV** - För att koppla bort Bluetooth-anlutningen och sätta hörlurarna i parningsläge håller du in strömbrytaren tills indikatorn blinkar snabbt blått.

**FI** - Jos haluat katkaista Bluetooth-yhteyden ja palauttaa kuulokkeet laiteparitilaan, pidä virtapainiketta pohjassa, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.

**NO** - For å koble fra Bluetooth-tilkoblingen og sette hodetelefonene i parkoblingsmodus holder du inne strømknappen frem til indikatoren blinker raskt i blått.

**1d : Ensuring correct orientation of AKG K845BT / Sådan sikrer du, at AKG K845BT/vender korrekt / Säkerställa korrekt orientering på AKG K845BT / AKG K845BT -kuulokkeiden asettaminen oikein päin / Sjekke at AKG K845BT er satt på riktig vei**

**The left and right sides of the Headphones are marked L and R respectively on the cloth inside the foam cushions.**

**DA** - Den venstre og højre side af hovedtelefonerne er mærket med henholdsvis L og R på stoffet inde i skumpuderne.

**SV** - Vänster och höger sida av hörlurarna är märkta med L respektive R på tyget innanför skumkuddarna.

**FI** - Kuulokkeiden puolet on merkitty vaahtopehmikkeiden kankaisiin: vasemmassa on kirjain L ja oikeassa kirjain R.

**NO** - Venstre og høyre side på hodetelefonene er merket med L og R innvendig i skumputene.

**1e : Charging the AKG K845BT / Opladning af AKG K845BT / Laddning av AKG K845BT / AKG K845BT -kuulokkeiden lataaminen / Lade opp AKG K845BT**

**Plug the charging cable into the USB Port on the Headphones.**

**DA** - Tilslut opladningskablet til USB-porten på hovedtelefonerne.

**SV** - Anslut laddningskabeln till USB-porten på hörlurarna.

**FI** - Kytke latausjohto kuulokkeiden USB-liitäntään.

**NO** - Koble ladekabelen til USB-porten på hodetelefonene.

**When charging the Charging Indicator on the Headphones will illuminate red.**

**DA** - Under opladning lyser opladningsindikatoren på hovedtelefonerne rødt.

**SV** - När laddningen pågår lyser laddningsindikatorn på hörlurarna rött.

**FI** - Lataamisen aikana kuulokkeiden latausmerkkivalo palaa punaisena.

**NO** - Under ladingen vil ladeindikatoren på hodetelefonene lyse rødt.


**Once charging is complete, the Charging Indicator on the Headphones will extinguish.**

**DA** - Når opladningen er fuldført, slukkes opladningsindikatoren på hovedtelefonerne.

**SV** - När laddningen är klar släcks laddningsindikatorn på hörlurarna.


**FI** - Kun lataus on valmis, kuulokkeiden latausmerkkivalo sammuu.

**NO** - Når ladingen er ferdig, vil ladeindikatoren på hodetelefonene slukke.



# Edifier W860NB

2a : EDIFIER W860NB



**1 USB Port**

- DA - USB-port
- SV - USB-port
- FI - USB-liitäntä
- NO - USB-port

**2 Charging Indicator**

- DA - Opladningsindikator
- SV - Laddningsindikator
- FI - Latausmerkkivalo
- NO - Ladeindikator

**3 Power Button**

- DA - Tænd/sluk-knap
- SV - Strömbrytare
- FI - Virtapainike
- NO - Strømknapp

**4 Bluetooth Indicator**

- DA - Bluetooth-indikator
- SV - Bluetooth-indikator
- FI - Bluetooth-merkkivalo
- NO - Bluetooth-indikator

**5 Play/Pause & Volume Buttons (not used during treatment)**

- DA - Afspilnings-/pause- og lydstyrkeknapper (bruges ikke under behandling)
- SV - Spela upp/pausa samt volymknappar (används inte under behandling)
- FI - Toisto-/pysäytys- ja äänenvoimakkuuspainikkeet (ei käytetä hoidon aikana)
- NO - Start-/pause- og volumknapper (brukes ikke under behandling)

**2b : Connecting to the Edifier W860NB / Tilslutning til Edifier W860NB / Anslutning till Edifier W860NB / Edifier W860NB -kuulokkeisiin yhdistäminen / Tilkobling til Edifier W860NB**

**Press the power button and wait for the Bluetooth Indicator to flash blue.**

- DA** - Tryk på tænd/sluk-knappen, holde den nede i 3 sekunder, til Bluetooth-indikatoren blinker blåt.  
**SV** - Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder och vänta tills Bluetooth-indikatorn blinkar blått.  
**FI** - Paina virtapainiketta kolme sekuntia ja odota, että Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.  
**NO** - Hold inne strømknappen i 3 sekunder og vent til Bluetooth-indikatoren blinker blått.

**Hold the Controller close to the Headphones.**

- DA** - Hold controlleren tæt på hovedtelefonerne.  
**SV** - Håll kontrollenheten nära hörlurarna.  
**FI** - Pidä ohjainta lähellä kuulokkeita.  
**NO** - Hold kontrolleren nært hodetelefonene.

**When connected the Headphones Indicator on the controller will illuminate green.**

- DA** - Efter tilslutning lyser hovedtelefonindikatoren på controlleren grønt.  
**SV** - När hörlurarna är anslutna lyser hörlursindikatorn på kontrollenheten grönt.  
**FI** - Kun yhteys on muodostettu, ohjaimessa oleva kuulokkeiden merkkivalo alkaa palaa vihreänä.  
**NO** - Etter tilkobling vil hodetelefonindikatoren på kontrolleren lyse grønt.

**2c : Entering Pairing/Re-pairing mode / Åbning af parrings-/genparringstilstand / Gå in i läget för parning/omparning / Laiteparitilaan siirtyminen / Gå inn i modus for parkobling/gjenta parkobling**

**To disconnect bluetooth connection and enter headphones into pairing-mode, hold the power button until the indicator is rapidly flashing blue and red.**

- DA** - For at afbryde bluetooth-forbindelsen og sætte hovedtelefonerne i parringstilstand skal du holde tænd/ sluk-knappen nede, indtil indikatoren blinker blåt og rødt hurtigt.  
**SV** - För att koppla bort Bluetooth-anslutningen och sätta hörlurarna i parningsläge håller du in strömbrytaren tills indikatorn blinkar snabbt blått och rött.  
**FI** - Jos haluat katkaista Bluetooth-yhteyden ja palauttaa kuulokkeet laiteparitilaan, pidä virtapainiketta pohjassa, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä ja punaisena.  
**NO** - For å koble fra Bluetooth-tilkoblingen og sette hodetelefonene i parkoblingsmodus holder du inne strømknappen frem til indikatoren blinker raskt i blått og rødt.

**2d : Ensuring correct orientation of Edifier W860NB / Sådan sikrer du, at Edifier W860NB/ vender korrekt / Säkerställa korrekt orientering på Edifier W860NB / Edifier W860NB -kuulokkeiden asettaminen oikein päin / Sjekke at Edifier W860NB er satt på riktig vei**

**The left and right sides of the Headphones are marked L and R respectively on the cloth inside the foam cushions.**

- DA** - Den venstre og højre side af hovedtelefonerne er mærket med henholdsvis L og R på stoffet inde i skumpuderne.  
**SV** - Vänster och höger sida av hörlurarna är märkta med L respektive R på tyget innanför skumkuddarna.  
**FI** - Kuulokkeiden puolet on merkitty vaahtopehmikkeiden kankaisiin: vasemmassa on kirjain L ja oikeassa kirjain R.  
**NO** - Venstre og høyre side på hodetelefonene er merket med L og R innvendig i skumputene.

**2e : Charging the Edifier W860NB / Opladning af Edifier W860NB / Ładowanie modelu Edifier W860NB / Edifier W860NB -kuulokkeiden lataaminen / Opplading av Edifier W860NB**

**Plug the charging cable into the USB Port on the Headphones.**


- DA** - Tilslut opladningskablet til USB-porten på hovedtelefonerne.  
**SV** - Anslut laddningskabeln till USB-porten på hörlurarna.  
**FI** - Kytke latausjohto kuulokkeiden USB-liitäntään.  
**NO** - Koble ladekabelen til USB-porten på hodetelefonene.

**When charging the Charging Indicator on the Headphones will illuminate red.**

- DA** - Under opladning lyser opladningsindikatoren på hovedtelefonerne rødt.  
**SV** - När laddningen pågår lyser laddningsindikatorn på hörlurarna rött.  
**FI** - Lataamisen aikana kuulokkeiden latausmerkkivalo palaa punaisena.  
**NO** - Under ladingen vil ladeindikatoren på hodetelefonene lyse rødt.

**Once charging is complete, the Charging Indicator on the Headphones will extinguish.**

- DA** - Når opladningen er fuldført, slukkes opladningsindikatoren på hovedtelefonerne.  
**SV** - När laddningen är klar släcks laddningsindikatorn på hörlurarna.  
**FI** - Kun lataus on valmis, kuulokkeiden latausmerkkivalo sammuu.  
**NO** - Når ladingen er ferdig, vil ladeindikatoren på hodetelefonene slukke.



# Customer Support Contact Details

## General Contact Details



Neuromod Devices Limited,  
Rainsford St,  
Dublin,  
D08 R2YP, Ireland.



**E-mail:** [customersupport@neuromoddevices.com](mailto:customersupport@neuromoddevices.com)

**Web:** [www.neuromoddevices.com](http://www.neuromoddevices.com)

## Technical Support Contact Details

**E-mail:** [techsupport@neuromoddevices.com](mailto:techsupport@neuromoddevices.com)

**Web:** [www.neuromoddevices.com](http://www.neuromoddevices.com)





